

Monckie

Technisches Datenblatt

Monckie MC-MAT Tabs

2- Phasen Tabs

Eigenschaften:

Monckie MC-MAT Tabs können in allen gängigen Haushaltsspülmaschinen eingesetzt werden. Hochwirksames 2-Phasen Geschirr-Reiniger Konzentrat in Tablettenform. Hohe Wirtschaftlichkeit und Reinigerleistung zeichnen dieses Produkt aus. Bequem, sauber und einfach in der Anwendung. Cellophaniert für Feuchtigkeitsschutz.

Anwendung / Dosierung:

Cellophan-Hülle entfernen. Einen Tab einfach in die Reiniger-Dosierkammer der Spülmaschine legen. Pro Spülgang wird eine Tablette benötigt.

Achtung:

Die Tabs benötigen eine Mindestlaufzeit der Maschine von 30 Min. In halbgewerblichen Maschinen (<20 Min. Laufzeit) verbleiben sonst Reste im Gerät.

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Gefahrenhinweise:

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung.

Gefahrenhinweise:

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Sicherheitsratschläge:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S26 Bei Berührung mit den Augen mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen



Physikalische Daten:

Farbe:	weiß
Konsistenz:	Pulver
Geruch:	neutral
ph-Wert in 2%iger Lösung:	10,5
Dichte:	1,2 g / ml

Zusammensetzung:

Inhaltsstoffe gemäß EU-Empfehlung: <30% Phosphate.
5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. <5% Polycarboxylate, nichtionische Tenside.

Weitere Inhaltsstoffe: Carbonat, TAED, Enzyme.

