

# Monckie

## Technisches Datenblatt

### Monckie MC-MAT Tabs 5 in 1 Geschirr-Reiniger Tabs

#### **Eigenschaften:**

Monckie MC-MAT Tabs 5 in 1 können in allen gängigen Haushaltsspülmaschinen eingesetzt werden. Hochwirksames Geschirr-Reiniger Konzentrat in Tablettenform. Hohe Wirtschaftlichkeit und Reinigerleistung zeichnen dieses Produkt aus. Bequem, sauber und einfach in der Anwendung. Cellophaniert für Feuchtigkeitsschutz. Mit Klarspüler-, Salz-, Edelstahlschutz- und Glasschutzfunktion durch speziellen Korrosionsinhibitor. Mit Enzymen zur Verstärkung der Reinigungswirkung bei starken Verschmutzungen.

#### **Anwendung / Dosierung:**

Cellophan-Hülle entfernen. Einen Tab einfach in die Reiniger-Dosierkammer der Spülmaschine legen. Pro Spülgang wird eine Tablette benötigt.

#### **Achtung:**

Die Tabs benötigen eine Mindestlaufzeit der Maschine von 30 Min. In halbgewerblichen Maschinen (<15 Min. Laufzeit) verbleiben sonst Reste im Gerät.

#### **Lagerhinweise:**

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

#### **Ökologie:**

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

#### **Gefahrenhinweise:**

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung.

#### **Gefahrenhinweise:**

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

#### **Sicherheitsratschläge:**

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S26 Bei Berührung mit den Augen mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen



#### **Physikalische Daten:**

Farbe:	weiß
Konsistenz:	Pulver
Geruch:	leicht parfümiert
ph-Wert in 1%iger Lösung:	10,5



#### **Zusammensetzung:**

**Inhaltsstoffe gemäß EU-Empfehlung:** <30% Phosphate.  
5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. <5% Polycarboxylate,  
nichtionische Tenside, Phosphonate, Enzyme (Properase, Amylase) Duftstoff.